

SZABLONY CHIRURGICZNE- NATRODENT



Dbamy o bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług, dlatego pracujemy na najnowocześniejszej drukarce Stratasys J5 DentaJet, w technologii 3D PolyJet. - gwarantujemy perfekcyjne dopasowanie. Szablony są wykonane z biokompatybilnego materiału medycznego II klasy 610Med.

Poniżej przedstawiamy ofertę współpracy w zakresie projektowania i realizacji wydruku szablonów:

Wydruk szablonu który zaplanujemy z Państwem to koszt 480 PLN brutto – Zdalnie, wspólnie planujemy i wykonujemy projekt szablonu.

* Przesłanie projektu z zaplanowaną pozycją implantów -> realizacja, weryfikacja i druk 480 PLN brutto (*klient musi posiadać program)

Wspólny plan projektu szablonu + export pliku STL i wysłanie go do samodzielnego druku to koszt **380 PLN brutto**

Gotowy szablon trafia do Państwa najpóźniej 72h od momentu *zatwierdzenia* pozycji implantów przez prowadzącego lekarza. Do każdego szablonu doliczamy koszty przesyłki.

Wszystkie szablony chirurgiczne, które dostarczamy do Państwa, będą już uprzednio poddane procesowi sterylizacji, korzystając z najnowocześniejszego na rynku urządzenia STERLINK MINI.

Dodatkowe usługi:

530 PLN brutto – wykonanie szablonu w oparciu o modele gipsowe.

530 PLN brutto – wykonanie szablonu w oparciu o moduł dual scan.

530 PLN brutto – wykonanie szablonu opartego na kości.

Wydruk STL szablonu – 270 PLN brutto.

Jakich danych potrzebujemy do wykonania szablonu ?

Skany wewnątrzustne / skany modeli / modele gipsowe / wyciski – w relacji, obejmujące jak największy zasięg pola protetycznego.

CBCT wykonane (z optragate lub z odseparowanymi tkankami miękkimi w rozwarciu), wyeksportowane w rozszerzeniu .dcm (multi - frame dicom), tomografia musi obejmować przynajmniej pełny łuk + kontrolowana pozycja języka.

Informacje na temat systemu implantologicznego.