



Chcielibyśmy przedstawić procedurę współpracy z naszym systemem ClickGuide. Opieramy się na latach doświadczeń we wspieraniu lekarzy dentystów w planowaniu zabiegów implantologicznych. System ClickGuide z naszym wyjątkowym MasterGuide jest najbardziej precyzyjnym sposobem przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Zaufało nam już wielu renomowanych lekarzy i klinik.

Wariant podstawowy      **4150 PLN brutto**

Baza pozycjonująca – wykonana w technologii SLM z CoCr

Szablon chirurgiczny

Szyna pozycjonująca bazę na zębach

Szyna pozycjonująca most

Frezowany most tymczasowy

Elementy dodatkowe:

wzmocnienie mostu **+ 200 PLN**

element do redukcji kości **+ 400 PLN**

Czas realizacji :

10 – 15 dni roboczych (w zależności od dyspozycyjności lekarza prowadzącego)

Jakich danych potrzebujemy do wykonania szablonu ?

- Skany wewnątrzustne / skany modeli / modele gipsowe / wyciski – obejmujące jak największy zasięg pola protetycznego.
- CBCT wykonane (z opatrą w rozwarciu), wyeksportowane w rozszerzeniu .dcm (multi - frame dicom), tomografia musi obejmować przynajmniej pełny łuk.
- Informacje na temat systemu implantologicznego.
- Zdjęcia pacjenta i dobrany kolor.
- Most tymczasowy jest projektowany na podstawie podstawowych linii orientacyjnych (pośrodkowa, żreniczna, uśmiechu).
- Jest możliwość wykonania mostu tymczasowego w oparciu o wcześniej przesłany projekt uśmiechu.